

Wb 및 Elisa용 Avpi1 다클론 항체 - Q5T686

품목 번호: CM0017924

소개

AVPII(VIP32/VIT32)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 인간, 마우스, 래트 샘플에 대해 검증되었습니다. MAP 키나아제, ENaC 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AVPII 토끼 pAb
비고/별칭	VIP32; VIT32; PP5395; AVPII
종	인간
유전자 ID (인간)	60370
유전자 ID	60370
면역원	인간 AVPII(NP_068378.2)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5T686
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩