

Anti-Avpr1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P37288

품목 번호: CM0026715



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 AVPR1A (Vasopressin V1a receptor) 표적 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. 재조합 면역원 (aa 349-418). 사회적 행동 연구에 적합함.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AVPR1A Rabbit pAb
비고/별칭	V1aR; AVPRI; AVPR V1a; AVPR1A
종	인간
유전자 ID	552
면역원	인간 AVPR1A (NP_000697.1)의 아미노산 349-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P37288
단백질 크기	47kDa
배송	아이스 팩