

Wb, Elisa용 항Avpr2 토끼 다클론 항체 - P30518

품목 번호: CM0026865



소개

인간 바소프레신 V2 수용체(AVPR2)를 표적으로 하는 재조합 단백질 기반 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 신장 수분 재흡수 및 G 단백질 결합 수용체 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	AVPR2 토끼 pAb
비고/별칭	DII; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
종	인간
유전자ID (인간)	554
유전자ID	554
면역원	인간 AVPR2 (NP_000045.1)의 아미노산 232-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30518
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백