

Wb 및 Elisa용 Anti-Axin1 Rabbit Polyclonal Antibody - O15169

품목 번호: CM0014638



소개

Western blotting 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-AXIN1 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트 AXIN1에 대한 교차 반응성을 가집니다. Wnt/ β -catenin 신호 전달 및 종양 억제 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AXIN1 Rabbit pAb
비고/별칭	AXIN; PPP1R49; AXIN1
종	인간
GeneID (인간)	8312
GeneID	8312
면역원	인간 AXIN1 (NP_851393.1)의 아미노산 1-351에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15169
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백