

Wb, Elisa용 Anti-Axin2 다클론 항체 - Q9Y2T1

품목 번호: CM0019468



소개

사람 AXIN2(Axin-2/Conductin)을 표적으로 하며 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, Wnt 신호 전달 경로 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AXIN2 토끼 pAb
비고/별칭	AXIL; ODCRCS; AXIN2
종	사람
유전자 ID(사람)	8313
유전자 ID	8313
면역원	사람 AXIN2(NP_004646.3)의 아미노산 400~500번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2T1
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스팩