

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Axin2 토끼 다클론 항체 - Q9Y2T1

품목 번호: CM0020369



소개

인간 AXIN2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. Wnt 신호 전달 경로 연구에 적합합니다. SWISS: Q9Y2T1.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AXIN2 토끼 pAb
비고/별칭	AXIL; ODCRCS; AXIN2
종	인간
유전자 ID (인간)	8313
유전자 ID	8313
면역원	인간 AXIN2의 아미노산 743-843에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004646.3)
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2T1
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스팩