


Wb, Fc, Elisa용 항-Axl 단일클론 항체 - P30530

품목 번호: CM0004597



소개

인간 Axl(UniProt P30530)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 암 진행 및 바이러스 침투에 관여하는 98kDa 티로신 키나아제 수용체를 검출합니다. 종양학 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Axl 토끼 mAb
비고/별칭	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
종	인간
유전자 ID (인간)	558
유전자 ID	558
면역원	인간 Axl(NP_068713.2)의 아미노산 33-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30530
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스 팩