


Wb 및 Elisa용 Anti-Azi2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9H6S1

품목 번호: CM0003474



소개

고품질 토끼 단일클론 AZI2 항체는 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드의 AZI2(NAP1/TILP)를 인식하며, 이는 항바이러스 선천 면역 및 NF- κ B 신호 전달에서 핵심 어댑터 역할을 합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AZI2 Rabbit mAb
비고/별칭	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
종	인간
GeneID (Human)	64343
GeneID	64343
면역원	인간 AZI2 (NP_071906.1)의 아미노산 282-387에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H6S1
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백