

Western Blot, Elisa용 Anti-B-Raf 폴리클론항체 - P15056

품목 번호: CM0030894



소개

인간 B-Raf에 대한 토끼 폴리클론항체로, Western Blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 B-Raf를 검출합니다. MAP 키나제 신호전달 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	B-Raf Rabbit pAb
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	673
유전자 ID	673
면역원	재조합 단백질: 인간 B-Raf (NP_004324.2)의 아미노산 153-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
항체원	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	Western Blot, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15056
단백질 분자량	84kDa
배송 조건	아이스백