

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-B-Raf 토끼 다클론 항체 - P15056

품목 번호: CM0014747



소개

인간 B-Raf에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 암 연구에서 MAPK 신호 전달 연구에 적합하며 마우스, 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	B-Raf 토끼 pAb
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
종	인간
유전자 ID (인간)	673
유전자 ID	673
면역원	재조합 단백질[인간 B-Raf (NP_004324.2)의 아미노산 350-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질]
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P15056
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스 팩