

Wb 및 Elisa용 Anti-B-Raf V600E 다클론 항체 - P15056

품목 번호: CM0020829



소개

종양 유발성 B-Raf V600E 돌연변이를 인식하는
고특이성 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및
ELISA용으로 검증되었으며, MAPK 경로 신호 연구와 암
연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	B-Raf V600E 토끼 pAb
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
종	사람
GeneID (사람)	673
GeneID	673
면역원	B-Raf V600E(NP_004324.2)의 아미노산 507-606 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P15056
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스팩