

Anti-B3Gnt6 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q6Zmb0

품목 번호: CM0012996

소개

인간 B3GNT6(코어 3 신타제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 쥐에 대한 교차 반응성이 보고됨. 뮤신형 O-글리코실화 및 위장관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	B3GNT6 Rabbit pAb
비고/별칭	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
종	인간
유전자 ID (인간)	192134
유전자 ID	192134
면역원	인간 B3GNT6 (NP_619651.3)의 아미노산 30-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q6ZMB0
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백