


Wb 및 Elisa용 항B4Galt1 토끼 다클론 항체 - P15291

품목 번호: CM0021511



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 B4GALT1에 대한 토끼 다클론 항체. B4GALT1은 N-글리칸 합성 및 세포 부착에 관여하는 골지 막 갈락토실전이효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	B4GALT1 토끼 pAb
비고/별칭	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
종	인간
GeneID	2683 (인간)
면역원	재조합 단백질: 인간 B4GALT1 (NP_001488.2)의 아미노산 50-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15291
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩