

Wb 및 Elisa용 항-B4Galt1 토끼 다클론 항체 [Ko 검증됨] - P15291

품목 번호: CM0030485



소개

인간 B4GALT1(베타-1,4-갈락토실트랜스퍼라제 1)을 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 당화, 세포 접착 및 유당 합성 연구에 이상적입니다. 유니프루트 P15291.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] B4GALT1 토끼 pAb
비고/별칭	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
종	인간
유전자 ID (인간)	2683
유전자 ID	2683
면역원	인간 B4GALT1 (NP_001488.2)의 아미노산 45-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15291
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩