

Wb, Elisa용 Anti-B4Galt2 토끼 다클로날 항체 - O60909

품목 번호: CM0022645

소개

인간 B4GALT2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 재조합 면역원 (aa 155-271). 예상 분자량 42 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	B4GALT2 Rabbit pAb
비고/별칭	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8704
GeneID	8704
면역원	인간 B4GALT2 (NP_085076.2)의 아미노산 155-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O60909
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)