

Wb 및 Elisa용 Anti-B4Galt3 폴리클로날 항체 - O60512

품목 번호: CM0023118

소개

고품질 토끼 항-B4GALT3 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 베타-1,4-갈락토실트랜스퍼라제 3 수준을 검출합니다. 당화 및 당지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	B4GALT3 Rabbit pAb
비고/별칭	beta4Gal-T3; B4GALT3
종	인간
GeneID (인간)	8703
GeneID	8703
면역원	인간 B4GALT3 (NP_003770.1)의 아미노산 40-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60512
단백질 무게	44kDa
배송	아이스백