

Wb, Elisa용 Anti-B4Galt4 토끼 다클론 항체 - O60513

품목 번호: CM0018191

소개

Western blot 및 ELISA용 인간 B4GALT4(beta-1,4-galactosyltransferase 4)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 당생물학 및 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	B4GALT4 토끼 pAb
비고/별칭	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
종	인간
GeneID (인간)	8702
GeneID	8702
면역원	인간 B4GALT4의 아미노산 35-344에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003769.1)
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60513
단백질 중량	40kDa
배송	아이스팩