

Wb, Elisa용 항-B6R 토끼 단일클론 항체 - Q8V4S2

품목 번호: CM0010005

소개

원숭이두창바이러스 B6R 단백질에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 자이르-96-I-16 균주에 특이적이며, 세포외 피막 바이러스의 진입 및 성숙 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	B6R 토끼 단일클론 항체
종	원숭이두창바이러스 (자이르-96-I-16 균주)
GeneID	928902
면역원	원숭이두창바이러스 B6R (NP_536594.1)의 아미노산 20-279번 서열에 해당하는 제조함 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	원숭이두창바이러스 (자이르-96-I-16 균주)
SWISS	Q8V4S2
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백