


Anti-B7-H4 / B7S1 / B7X 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q7Z7D3

품목 번호: CM0022278



소개

사람 B7-H4 (VTCN1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 암 면역 치료 및 T세포 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	B7-H4 / B7S1 / B7x 토끼 pAb
비고/별칭	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; V-set 도메인 함유 T세포 활성화 억제제 1; B7-H4 / B7S1 / B7x
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	79679
면역원	사람 B7-H4 / B7S1 / B7x (NP_078902.2)의 아미노산 25-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q7Z7D3
단백질 분자량	9kDa/18kDa/20kDa/30kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)