

Wb, Elisa용 항Baalc 토끼 다클론 항체 - Q8Wxs3

품목 번호: CM0013685

소개

BAALC에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 쥐 BAALC와 교차 반응합니다. 급성 백혈병 및 신경생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAALC 토끼 pAb
비고/별칭	BAALC
종	사람
GeneID (사람)	79870
GeneID	79870
면역원	사람 BAALC (NP_079088.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8WXS3
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백