

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Baat 폴리클로날 항체 - Q14032

품목 번호: CM0029522

소개

인간 BAAT(담즙산-CoA:아미노산 N-아실전이효소)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 309-418).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BAAT Rabbit pAb
비고/별칭	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
종	인간
GeneID (인간)	570
GeneID	570
면역원	인간 BAAT (NP_001692.1)의 아미노산 309-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14032
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백