

Wb 및 Elisa용 Anti-Bace1 Rabbit Monoclonal Antibody - P56817

품목 번호: CM0003829



소개

인간 BACE1(베타-시크레타제 1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 알츠하이머병 연구 및 진단에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BACE1 Rabbit mAb
비고/별칭	ASP2; BACE; HSPC104; BACE1
종	인간
GeneID (인간)	23621
GeneID	23621
면역원	합성 펩타이드 인간 BACE1 (P56817)의 아미노산 402-501 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56817
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백