

Wb, Ihc, If용 항-Bace1 토끼 다클론 항체 - P56817

품목 번호: CM0029052



소개

인간 BACE1(베타시크리타아제 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC, IF 및 ELISA에 적용 가능합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, 면역원은 잔기 22-322에 걸쳐 있습니다. 알츠하이머 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BACE1 토끼 pAb
비고/별칭	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
종	인간
유전자 ID (인간)	23621
유전자 ID	23621
면역원	인간 BACE1 (NP_036236.1)의 아미노산 22-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P56817
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩