

Wb, Elisa, Chip용 Anti-Bach1 토끼 단일클론 항체 - O14867

품목 번호: CM0006345



소개

전사 조절 인자 BACH1 (SWISS O14867)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, ELISA, CHIP에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 산화 스트레스 및 유전자 조절 경로 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BACH1 Rabbit mAb
비고/별칭	BACH-1; BTBD24; BACH1
종(Species)	Human
GeneID (인간)	571
GeneID	571
면역원	재조합 단백질 인간 BACH1 (NP_001177.1)의 아미노산 410-736에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA, CHIP
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O14867
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)