

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Bach1 토끼 다클로날 항체 - O14867

품목 번호: CM0025680



소개

BACH1 (BTB and CNC homolog 1)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스와 교차 반응합니다. 산화 스트레스 및 NFE2L2 경로 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BACH1 토끼 다클로날 항체
비고/별칭	BACH-1; BTBD24; BACH1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	571
유전자 ID	571
면역원(Immunogen)	사람 BACH1 (NP_996749.1)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O14867
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스백