


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Bad 다클론 항체 - Q92934

품목 번호: CM0014862



소개

사람 Bad 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bad 토끼 다클론 항체
비고/별칭	BBC2; BCL2L8; Bad
종	사람
유전자 ID (사람)	572
유전자 ID	572
면역원	합성 펩타이드 사람 Bad(NP_004313.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q92934
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩