

항Baf57/Smarce1 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa 적용) - Q969G3

품목 번호: CM0012351



소개

인간 BAF57/SMARCE1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/세포 면역화학, 면역침전, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 신경 발생과 유전자 조절에 중요한 염색질 리모델링 소단위체를 검출합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BAF57/SMARCE1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
종	인간
유전자 ID (인간)	6605
유전자 ID	6605
면역원	인간 BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3)의 아미노산 2-100번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969G3
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩