

Anti-Baf57/Smarce1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

품목 번호: CM0015404



소개

KO 검증된 토끼 다클로날 항체로, SWI/SNF 크로마틴 리모델링 서브유닛인 BAF57/SMARCE1을 타겟으로 합니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 권장됩니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질 (aa 1-411).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] BAF57/SMARCE1 Rabbit pAb
비고/별칭	CSS5; BAF57; E1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6605
GeneID	6605
면역원	인간 BAF57/BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3)의 아미노산 1-411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q969G3
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)