

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Baf60A 폴리클로날 항체 - Q96Gm5

품목 번호: CM0028323



소개

BAF60a (SMARCD1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 크로마틴 리모델링 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAF60a Rabbit pAb
비고/별칭	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	6602
GeneID	83797
면역원(Immunogen)	마우스 BAF60a (NP_114030.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96GM5
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스백