


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Bag1 토끼 다클로날 항체 - Q99933

품목 번호: CM0015530



소개

인간 BAG1 (BAG-1/HAP/RAP46)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 BAG1 (~39 kDa)을 검출합니다. 세포자멸사(apoptosis), 분자샤페론 및 암 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAG1 Rabbit pAb
비고/별칭	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	573
GeneID	573
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	Q99933
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백