

Wb 및 Elisa용 항-Bag2 다클론 항체 - O95816

품목 번호: CM0030400

소개

CamelBio의 토끼 유래 항-BAG2 다클론 항체는 HSP70/HSC70 샤페론의 뉴클레오티드 교환 인자인 인간 BAG2를 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증이 완료되었으며 단백질 항상성, 단백질 품질 관리 및 세포사멸 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BAG2 토끼 pAb
비고/별칭	BAG-2; dJ41711.2; BAG2
종	인간
GeneID (인간)	9532
GeneID	9532
면역원	재조합 단백질; 인간 BAG2 (NP_004273.1)의 아미노산 1-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95816
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백