

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bag3 토끼 다클로날 항체 - O95817

품목 번호: CM0014093

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 BAG3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 단백질 품질 조절 및 세포자살(apoptosis)과 관련된 코-초퍼론인 BAG 패밀리 분자 차퍼론 조절 인자 3을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAG3 Rabbit pAb
비고/별칭	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
종(Species)	Human
GeneID	9531
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 BAG3 (NP_004272.2)의 아미노산 380-575에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95817
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)