

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bag4 토끼 다클론 항체 - O95429

품목 번호: CM0019277



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-BAG4 토끼 다클론 항체입니다. HSP70을 억제하고 지속적인 TNFRSF1A 신호 전달을 방지하는 분자 샤페론 조절인자인 BAG4(SODD)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAG4 토끼 pAb
비고/별칭	SODD; BAG-4; BAG4
종	사람
유전자 ID (사람)	9530
유전자 ID	9530
면역원	합성 펩타이드 사람 BAG4(NP_001191807.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 합성 펩타이드.
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O95429
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩