

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Baiap2 폴리클로날 항체 - Q9Uqb8

품목 번호: CM0026780



소개

BAIAP2 (IRSp53/BAI-associated protein 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 세포골격 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BAIAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
종	인간(Human)
유전자 ID	10458
면역원	인간 BAIAP2 (NP_059344.1)의 아미노산 362-521에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UQB8
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백