

Anti-Baiap2L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uhr4

품목 번호: CM0027450



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 BAIAP2L1 (IRTKS)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 액틴 세포골격 재구성에 관여하는 BAR 도메인 어댑터인 인간 및 마우스 BAIAP2L1 단백질을 검출합니다. 세포골격 및 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAIAP2L1 Rabbit pAb
비고/별칭	IRTKS; BAIAP2L1
종	인간
유전자 ID (인간)	55971
유전자 ID	55971
면역원	재조합 단백질 인간 BAIAP2L1 (NP_061330.2)의 아미노산 198-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UHR4
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백