

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bak 단일클론 항체 - Q16611

품목 번호: CM0006172



소개

Bak 토끼 mAb는 인간 및 원숭이 Bak을 특이적으로 검출합니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. CamelBio의 원스톱 원료 공급을 바탕으로 세포사멸 연구 및 IVD 개발에 신뢰할 수 있는 선택입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bak 토끼 mAb
비고/별칭	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
종	인간
GeneID (인간)	578
GeneID	578
면역원	인간 Bak(NP_001179.1)의 아미노산 11-82에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 원숭이
SWISS	Q16611
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩