


Wb, Elisa용 Anti-Bak 토끼 다클로날 항체 - Q16611

품목 번호: CM0023664



소개

WB 및 ELISA용 토끼 다클로날 anti-Bak 항체입니다. 미토콘드리아 외막 투과성에 중요한 세포자살 조절 인자 BAK (BCL2L7)를 타겟으로 합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bak Rabbit pAb
비고/별칭	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	578
유전자 ID	578
면역원	인간 Bak (NP_001179.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q16611
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩