

Anti-Bak 토끼 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa 용) - Q16611

품목 번호: CM0016726



소개

인간 Bak (BAK, BCL2L7) 세포사멸 조절자를 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 반응. 미토콘드리아 세포사멸 및 Bcl-2 패밀리 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Bak 토끼 pAb
비고/별칭	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
종	인간
GeneID (인간)	578
GeneID	578
면역원	인간 Bak (NP_001179.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16611
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백