

## Anti-Banp 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q8N9N5

품목 번호: CM0030203



### 소개

인간 BANP (BEND1/SMAR1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 BANP(염색질 조절자 및 종양 억제자)를 검출합니다. T-세포 발달, 세포 주기, 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | BANP Rabbit pAb                                                     |
| 비고/별칭       | BEND1; SMAR1; SMARBP1; BANP                                         |
| 종           | 인간                                                                  |
| 유전자 ID (인간) | 54971                                                               |
| 유전자 ID      | 54971                                                               |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 BANP (NP_060339.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                  |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                              |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                             |
| SWISS       | Q8N9N5                                                              |
| 단백질 분자량     | 56kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |