

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bap1 토끼 다클론 항체 - Q92560

품목 번호: CM0026333



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 BAP1 토끼 다클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐 BAP1(~80 kDa)을 검출합니다. 히스톤 H2A 탈유비퀴틴화 및 염색질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAP1 토끼 pAb
비고/별칭	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-13; BAP1
종	사람
GeneID (사람)	8314
GeneID	8314
면역원	재조합 단백질/사람 BAP1 (NP_004647.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q92560
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백