


Wb, Elisa용 Anti-Bat3/Bag6 폴리클로날 항체 - P46379

품목 번호: CM0020734



소개

사람 BAT3/BAG6에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 품질 조절, 세포 사멸 및 면역 반응 연구에 적합합니다. UniProt P46379.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAT3/BAG6 Rabbit pAb
비고/별칭	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7917
GeneID	7917
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P46379
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)