


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bax 다클론 항체 - Q07812

품목 번호: CM0013150



소개

인간 Bax(BCL2 회합 X)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다. 면역원: 합성 펩타이드(aa 1-100).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Bax 토끼 pAb
비고/별칭	BCL2 회합 X, Bcl-2-유사 단백질 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
종	인간
유전자 ID (인간)	581
유전자 ID	581
면역원	인간 Bax(NP_620116.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07812
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백