


웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Anti-Bax 폴리클로날 항체 - Q07812

품목 번호: CM0013232



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-Bax 폴리클로날 항체; 인간, 마우스 및 랫트 Bax와 반응합니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Bax Rabbit pAb
비고/별칭	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
종	인간
GeneID (Human)	581
GeneID	581
면역원	합성 펩타이드 인간 Bax (NP_620116.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q07812
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백