


Anti-Bax Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

품목 번호: CM0003437



소개

세포 사멸 연구를 위한 검증된 Bax 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트의 WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. SWISS Q07812를 타겟으로 하며 단백질 크기는 21kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Bax Rabbit mAb
비고/별칭	BCL2L4; ax
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	581
유전자 ID	581
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q07812
단백질 크기	21kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)