


세포자포연구용 Anti-Bax 토끼 다가항체 (Ko 검증됨) - Q07812

품목 번호: CM0012926



소개

사람 Bax (BCL2 Associated X, BCL2L4)에 대한 KO 검증된 토끼 다가항체입니다. 21 kDa 단백질을 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합하며, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 세포자포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Bax 토끼 pAb
비고/별칭	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	581
GeneID	581
면역원(Immunogen)	사람 Bax (NP_620116.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q07812
단백질 분자량	21 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)