


Anti-Baz2A 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Uif9

품목 번호: CM0022084



소개

사람 BAZ2A (TIP5)를 타겟팅하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 크로마틴 리모델링 및 rDNA 침묵 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BAZ2A Rabbit pAb
비고/별칭	TIP5; WALp3; BAZ2A
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	11176
GeneID	11176
항원	재조합 단백질: 사람 BAZ2A (NP_038477.2)의 아미노산 97-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UIF9
단백질 크기	211kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)