


Anti-Baz2A / Tip5 토끼 다클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q9Uif9

품목 번호: CM0021347



소개

사람 BAZ2A / TIP5에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스 표적에 특이적이며, 크로마틴 리모델링 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BAZ2A / TIP5 Rabbit pAb
비고/별칭	TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (human)	11176
GeneID	11176
면역원(Immunogen)	사람 BAZ2A (TIP5) (NP_038477.2)의 아미노산 97-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UIF9
단백질 분자량	211kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)