

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Bbox1 폴리클로널 항체 - O75936

품목 번호: CM0027008



소개

BBOX1 Rabbit pAb은 감마-부티로베타인 이산화효소(gamma-butyrobetaine dioxygenase)에 대한 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IF-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 카르니틴 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BBOX1 Rabbit pAb
비고/별칭	BBH; BBOX; G-BBH; gamma-BBH; BBOX1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	8424
유전자 ID	8424
항원	사람 BBOX1 (NP_003977.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	O75936
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)