

Wb, Elisa용 항-Bbs10 토끼 다클론 항체 - Q8Tam1

품목 번호: CM0027511

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 항-BBS10 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 인간 및 마우스 BBS10(~81 kDa)을 검출합니다. 모양체병증, BBSome 조립 및 분자 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BBS10 토끼 pAb
비고/별칭	C12orf58; BBS10
종	인간
유전자ID (인간)	79738
유전자ID	79738
면역원	재조합 단백질: 인간 BBS10(NP_078961.3)의 아미노산 474-723에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8TAM1
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩