

Anti-Bbs2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Bxc9

품목 번호: CM0026688

소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-BBS2 토끼 폴리클론항체. 쥐 및 래트에 대한 교차반응성을 보입니다. BBSome 복합체 연구, 섬모형성 연구 및 Bardet-Biedl 증후군 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BBS2 Rabbit pAb
비고/별칭	BBS; RP74; BBS2
종	인간
GeneID (인간)	583
GeneID	583
면역원	인간 BBS2 (NP_114091.3)의 아미노산 1-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q9BXC9
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백